




Microplaca de PCR

— 0,2mL

/microplacas

<01.000876>




/Microplaca de PCR —— 0,2mL

/Sobre o produto

Microplaca para PCR no formato de 96 poços, fabricada em polipropileno, estéril, livre de DNase, RNase, DNA humano e pirogênio, minerais ou metais pesados.

Design exclusivo que ajuda a garantir a uniformidade de temperatura de poço. Compatível com sistemas de PCR em tempo real e termocicladores.



_Modelo: MICROPLACA DE PCR 0,2mL

_Procedência: Brasil;

_Marca/Fabricante: Loccus.

/ESPECIFICAÇÕES

modelo

Microplaca de PCR 0,2mL

código	01.000876
material	polipropileno, transparente
formato	96 x 0,2 mL
esterelidade	estéril, nuclease free
condição de transporte	temperatura ambiente
tipo	microplaca de PCR sem saia e borda
validade	5 anos após o mês de produção
RUO (Research Use Only)	produto não regulado, dispensado de registro na ANVISA para uso IVD
compatibilidade	sistemas de PCR em tempo real e termocicladores