


TAMPÃO DE PRÉ-TRATAMENTO

/ TAMPÃO DB3 | TAMPÃO LB5



/TAMPÃO DB3 | TAMPÃO LB5

TAMPÃO DE PRÉ-TRATAMENTO

/SOBRE O PRODUTO

> TAMPÃO DB3

Tampão para pré-tratamento e digestão química de amostras durante ensaios de extração e purificação de ácidos nucleicos (DNA e RNA). Recomendado para uso em amostras clínicas contaminadas, como liquor, swab e outros fluidos, e isolados bacterianos cultivados em meio líquido ou placa. Utilizado em protocolos de extração e purificação com os kits da linha EXTRACTA®.

> Especificações:

- Apresentação: frasco contendo 15 mL
- Armazenamento: temperatura ambiente

_ **MODELO:** TAMPÃO DB3 – 15 mL

_ **MARCA/FABRICANTE:** Loccus

_ **PROCEDÊNCIA:** Brasil

_ **VALIDADE:** 12 meses

_ **PRODUTO RUO**

> TAMPÃO LB5

Tampão para pré-tratamento e digestão química de amostras durante ensaios de extração e purificação de ácidos nucleicos (DNA e RNA). Recomendado para uso em amostras de tecidos vegetais, esporos e fungos isolados, cultivados em meio líquido ou placa. Utilizado em protocolos de extração e purificação com os kits da linha EXTRACTA®.

> Especificações:

- Apresentação: frasco contendo 25 mL
- Armazenamento: temperatura ambiente

_ **MODELO:** TAMPÃO LB5 – 25 mL

_ **MARCA/FABRICANTE:** Loccus

_ **PROCEDÊNCIA:** Brasil

_ **VALIDADE:** 12 meses

_ **PRODUTO RUO**